

Поликлональные Антитела Против Ifrd1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O00458

Артикул: CM0018482

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого IFRD1 (PC4/TIS7). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью на человека, мышь и крысу. Подходят для исследований сигнального пути фактора роста нервов (NGF) и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFRD1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PC4; TIS7; IFRD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3475
GeneID	3475
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого IFRD1 (NP_001541.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Молекулярная масса белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом