


Поликлональные Антитела К Igf2Bp3 Для Wb, Elisa - 000425

Артикул: CM0028782



введение

Кроличы поликлональные антитела (pAb) к IGF2BP3 для WB, ELISA. Валидированы для человека, мыши и крысы. Мишень: инсулиноподобный фактор роста 2, РНК-связывающий белок 3 (IMP3/KOC). Идеально подходят для исследований рака и биологии РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к IGF2BP3
Примечания/Синонимы	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3
Вид	Человек
GeneID	10643
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 IGF2BP3 человека (NP_006538.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	000425
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом