

Моноклональное Антитело Против IL-1RacP Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nph3

Артикул: CM0005967



введение

Моноклональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий аксессуарный белок рецептора IL-1 (IL-1RacP/IL1R3). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью к мышиному и крысиному белкам. Идеально для исследований сигнальных путей IL-1, IL-36 и IL-33.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL-1RacP Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	IL1R3; C3orf13; IL-1RacP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3556
GeneID	3556
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 391-470 человеческого IL-1RacP (NP_002173.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NPH3
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом