


Рекомбинантное Кроличье Моноклональное Антитело К IL-2 Для Wb, If/Icc, Elisa — P60568

Артикул: CM0010297



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий IL-2 (интерлейкин-2, TCGF). Подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Идеально для изучения роста Т-клеток, иммунного ответа и иммунологической толерантности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	IL2 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	IL-2; TCGF; лимфокин
Вид	Человек
ID гена (человек)	3558
ID гена	3558
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-153 человеческого IL-2 (NP_000577.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P60568
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом