

Кроличье Моноклональное Антитело Против IL21 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9Hbe4

Артикул: CM0005678



введение

Кроличье моноклональное антитело IL21, валидированное для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Реагирует с человеческим IL21, ключевым цитокином в генерации Tfh-клеток и антительном ответе. Идеально для исследований в иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к IL21
Примечания/Альтернативные названия	Za11; IL-21; CVID11; IL21
Вид	Человек
ID гена (Человек)	59067
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-162 человеческого IL21 (NP_068575.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9HBE4
Молекулярная масса белка	17 кДа / 18 кДа
Доставка	В пакете со льдом