


Поликлональные Антитела Против IL31Ra Для Вб, Ифа — Q8Ni17

Артикул: CM0029612



введение

Кроличьи поликлональные антитела к альфа-субъединице рецептора интерлейкина 31 человека (IL31RA). Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным гомологом. Исследуйте IL31-опосредованный зуд и иммунитет кожи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL31RA кроличьи пАт
Примечания/алиасы	CRL; GPL; CRL3; GLMR; GLM-R; PLCA2; hGLM-R; IL-31RA; PRO21384; zcytoR17; IL31RA
Вид	Человек
ID гена	133396 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 20-321 IL31RA человека (NP_001284501.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8Ni17
Молекулярная масса белка	83кДа
Доставка	Холодовой пакет