

Поликлональное Антитело Кролика Anti-IL6St Для Wb, IHC-P, Elisa — P40189

Артикул: CM0016990



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий IL6ST/gp130 (CD130), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути цитокинов семейства IL-6, иммунного ответа и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL6ST Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CD130; GP130; HIES4; IMD94; STWS2; CDW130; HIES4A; HIES4B; IL-6RB; sGP130; IL6ST
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3572
Идентификатор гена	3572
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 678-857 человеческого IL6ST (NP_001177910.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P40189
Молекулярная масса белка	104 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом