


Кроличье Поликлональное Антитело К Anti-Inhibin Beta A (Inhba) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P08476

Артикул: CM0030513



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Inhibin beta A (INHBA). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований сигналинга TGF-бета, репродуктивной биологии и эмбрионального развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к Inhibin beta A (INHBA)
Примечания/Альтернативные названия	EDF; FRP; Inhibin beta A (INHBA)
Вид	Человек
GeneID	3624
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-426 человеческого Inhibin beta A (INHBA) (NP_002183.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08476
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом