

Поликлональное Кроличье Антитело К Интегрину Бета 3 (Itgb3/Cd61) Для Wb, Elisa — P05106

Артикул: CM0018343



введение

Поликлональное кроличье антитело к интегрину бета 3 (ITGB3/CD61) для WB и ELISA. Распознаёт ITGB3 человека и мыши, участвующий в агрегации тромбоцитов и интегрин-опосредованной адгезии. Иммуноген — рекомбинантный белок.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Интегрин бета 3 (ITGB3/CD61), кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24; Интегрин бета 3 (ITGB3/CD61)
Вид	Человек
GeneID (человек)	3690
GeneID	3690
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 609–788 человеческого ITGB3 (NP_000203.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P05106
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом