

Кроличья Поликлональная Антитела Против Интегрин Бета 4 (Itgb4/Cd104) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P16144

Артикул: CM0015433



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Интегрин бета 4 (ITGB4/CD104), валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белком. Подходят для исследований гемидесмосом и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против Интегрин бета 4 (ITGB4/CD104)
Примечания/Альтернативные названия	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Интегрин бета 4 (ITGB4/CD104)
Вид	Человек
ID гена	3691
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 611-710 человеческого Интегрин бета 4 (ITGB4/CD104) (NP_000204.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16144
Молекулярная масса белка	202 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом