


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ints10 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q9Nvr2

Артикул: CM0026917



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против субъединицы 10 интеграторного комплекса человека (INTS10), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы, идеально подходит для исследований терминации транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INTS10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	INT10; C8orf35; INTS10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55174
GeneID	55174
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 451-710 человеческого INTS10 (NP_060612.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NVR2
Молекулярный вес белка	82кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент