


Поликлональные Антитела Кролика Против Ints6 Для Вб, Ифа — Q9UI03

Артикул: CM0022919



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого INTS6 — субъединицы интеграторного комплекса, участвующего в терминации транскрипции. Валидировано для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области онкологии и изучения транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INTS6 кроличья pAb
Примечания/алиасы	HDB; INT6; DBI-1; DDX26; DICE1; DDX26A; Notch12; INTS6
Вид	Человек
ID гена (человек)	26512
ID гена	26512
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 700-887 человеческого INTS6 (NP_036273.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UI03
Молекулярная масса белка	100 кДа
Доставка	Айс-пак