

Кроличья Поликлональная Антитело Против Invs Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Y283

Артикул: CM0016307

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого INVS (инверсина), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белками. Подходит для исследований развития почек, определения лево-правой оси и Wnt-сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	INVS кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	INV; NPH2; NPHP2; INVS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27130
GeneID	27130
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-90 человеческого INVS (NP_055240.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y283
Молекулярный вес белка	118 кДа
Доставка	С ледяным пакетом