

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ip6K1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q92551

Артикул: CM0004455

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против IP6K1, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживает IP6K1 (Q92551) человека, мыши, крысы, ~50 кДа. Идеально подходит для исследований метаболизма инозитолфосфатов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IP6K1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PiUS; INPK1; IP6K1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9807
ID гена	9807
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого IP6K1 (NP_695005.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92551
Молекулярный вес белка	50 кДа
Доставка	Сумка со льдом