

Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Ipo4 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q8Tex9

Артикул: CM0018004



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Импортна-4 (IPO4), подходят для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Распознают IPO4 человека, мыши и крысы (~119 кДа). Идеальны для исследований ядерного транспорта и импорта гистонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IPO4 Кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	Imp4; IPO4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79711
ID гена	79711
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 728-1081 человеческого IPO4 (NP_078934.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TEX9
Молекулярная масса белка	119 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом