

Моноклональное Антитело Против Ire1 Для Вб, Ифа - 075460

Артикул: CM0003372



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого IRE1, валидированное для вестерн-блотирования и ИФА. Обнаруживает IRE1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований стресса эндоплазматической сети и ответа на неправильно свернутые белки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRE1 Кроличье мКАн
Примечания/Алиасы	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p
Вид	Человек
ID гена (человек)	2081
ID гена	2081
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 286-435 человеческого IRE1 (NP_001424.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075460
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Холодильный пакет