

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Irp2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P48200

Артикул: CM0004234



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против IRP2, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения метаболизма железа, регуляции генов и поисковых исследований биомаркеров заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRP2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ACO3; IRP2; IRP2AD; NDCAMA; IRE-BP2; IRE-BP 2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3658
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 700-963 человеческого IRP2 (NP_004127.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48200
Молекулярный вес белка	105 кДа
Доставка	В ледяном пакете