


Поликлональные Антитела Кролика Против Iscu Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H1K1

Артикул: CM0026244



введение

Поликлональные антитела кролика, полученные против рекомбинантного белка ISCU человека, подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидированы для образцов человека; нацелены на митохондриальный белок-скаффолд, участвующий в биогенезе железо-серных кластеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика против ISCU (ISCU Rabbit pAb)
Примечания/Альтернативные названия	HML; ISU2; NIFU; NIFUN; hnifU; Z310020H20Rik; ISCU
Вид	Человек
GeneID (человек)	23479
GeneID	23479
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-167 белка ISCU человека (NP_998760.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H1K1
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом