

Поликлональное Антитело Anti-Itga3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P26006

Артикул: CM0019322

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ITGA3, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований функции интегрина альфа-3, клеточной адгезии и инвазии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITGA3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3; ITGA3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3675
GeneID	3675
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 85-260 человеческого ITGA3 (P26006).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26006
Молекулярная масса белка	117 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом