

Поликлональное Антитело Anti-Itgax Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P20702

Артикул: CM0013100



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ITGAX (CD11C) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения адгезии моноцитов, воспалительных реакций и фагоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITGAX Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CD11C; SLEB6; ITGAX
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3687
GeneID	3687
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 146-342 ITGAX (NP_000878.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20702
Молекулярная масса белка	128 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом