

Кроличья Поликлональная Антитело Против Itgb6 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - P18564

Артикул: CM0019719



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого ITGB6 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Распознает ITGB6 человека, мыши и крысы. Рецептор интегрин бета-6 участвует в клеточной адгезии, активации TGF-бета и вирусном проникновении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITGB6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	A11N; ITGB6
Вид	Человек
ID гена	3694
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 732-788 человеческого ITGB6 (NP_000879.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18564
Молекулярный вес белка	86кДа
Доставка	В ледяном пакете