

Поликлональное Антитело Против Itpr2 Для Игх-П, Иф/Икц, Ифа — Q14571

Артикул: CM0023514

введение

Кроличье поликлоническое антитело к человеческому ITPR2 (IP3R2) — кальциевому каналу, активируемому IP3. Валидировано для ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований сигналинга кальция и мышцы/сердца.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к ITPR2
Примечания/алиасы	ANHD; IP3R2; CFAP48; INSP3R2; ITPR2
Вид	Человек
ID гена	3709
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14571
Молекулярная масса белка	308 кДа
Доставка	Хладоэлемент