

Поликлональные Кроличьи Антитела Polymab® Против Jam-A/Cd321/F11R Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y624 / O88792

Артикул: CM0005712



введение

Кроличьи PolymAb® против JAM-A/CD321/F11R, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Распознают JAM-A человека, мыши, крысы. Идеально подходят для исследований плотных контактов, активации тромбоцитов и проникновения вирусов. UniProt: Q9Y624 / O88792.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JAM-A/CD321/F11R Кроличьи PolymAb®
Примечания/Псевдонимы	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Виды	Человек/Мышь
Идентификатор гена (Человек)	50848
Идентификатор гена	50848/16456
Иммуноген	Рекомбинантный белок JAM-A/CD321/F11R человека/мыши
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y624/O88792
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Ледяной пакет