


Поликлональное Антитело К Jarid2 Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q92833

Артикул: CM0030707



введение

Кроличье поликлональное антитело против JARID2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с человеком, мышью и крысой. Нацелено на ключевой регулятор PRC2, участвующий в эмбриональном развитии и модификации хроматина. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JARID2 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	JMJ; DIDDF; JARID2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3720
ID гена	3720
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1027–1246 человеческого JARID2 (NP_004964.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92833
Молекулярная масса белка	139 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом