


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Jnk1/2/3 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P45983 / P45984 / P53779

Артикул: CM0006930



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к JNK1/2/3 (MAPK8/9/10). Подходит для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на активируемые стрессом киназы, участвующие в апоптозе, пролиферации и циркадной регуляции. Идеально подходит для исследований сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JNK1/2/3 Rabbit mAb
Примечания/Синонимы	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2; JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK; JNK1/JNK3
Вид	Человек
GeneID (человек)	5599/5601/5602
GeneID	5599/5601/5602
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200–300 человеческого JNK1 (NP_620637.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45983/P45984/P53779
Молекулярная масса белка	35 кДа/44 кДа/48 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементом