


Анти-Jnk3 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - P53779

Артикул: CM0022544



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого JNK3 (MAPK10), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенный JNK3 в образцах человека, мыши и крысы. Полезно для изучения нейронального апоптоза и путей передачи сигналов стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JNK3 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5602
ID гена	5602
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 300-400 человеческого JNK3 (NP_620448.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53779
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом