


Поликлональное Антитело Anti-Jtb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O76095

Артикул: CM0015417



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого JTB, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеком и крысой. Идеально для изучения цитокинеза, митоза и пролиферации раковых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JTB Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PAR; hJT; HJTB; HSPC222; JTB
Вид	Человек
ID гена	10899
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-105 человеческого JTB (NP_006685.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O76095
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом