

Поликлональное Антитело Кролика К Junb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P17275

Артикул: CM0017891

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на транскрипционный фактор человека JunB — ключевой компонент AP-1. Получено с использованием рекомбинантного иммуногена; подходит для применения в вестерн-блоттинге и ИФА. Идеально для изучения регуляции генов и активности транскрипционных факторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к JunB
Примечания/синоним	AP-1; JunB
Вид	Человек
GeneID (человек)	3726
GeneID	3726
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого JunB (NP_002220.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P17275
Молекулярная масса белка	36 кДа
Транспортировка	Хладопакет