

Кроличья Поликлональная Антитело Против Kal1 Для Wb, If-P, Elisa — P23352

Артикул: CM0019956



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого Аносмина-1 (KAL1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными белками. Идеально подходит для изучения развития обонятельной луковицы и синдрома Каллмана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KAL1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	HN1; HNA; KAL; KMS; KAL1; ADMLX; WFDC19; KALIG-1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3730
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого KAL1 (NP_000207.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23352
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	Холодильный пакет