


Кроличье Поликлональное Антитело Против Kcnd3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Uk17

Артикул: CM0024809



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок KCND3 (KV4.3), подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально для изучения функции А-типа калиевых каналов в головном мозге и сердце.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против KCND3 (pAb)
Примечания / Альтернативные названия	KV4.3; SCA19; SCA22; BRGDA9; KCND3L; KCND3S; KSHIVB; KCND3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3752
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 521-655 человеческого белка KCND3 (NP_004971.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q9UK17
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом