


Анти-Kcne2 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y6J6

Артикул: CM0030350



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против KCNE2 (MiRP1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий и мышинный KCNE2, регуляторную субъединицу калиевого канала, участвующую в формировании сердечного тока I_{Kr}. Идеально подходит для исследований сердечно-сосудистой системы и ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNE2 кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	LQT5; LQT6; ATFB4; MIRP1; KCNE2
Вид	Человек
GeneID (человек)	9992
GeneID	9992
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого KCNE2 (NP_751951.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y6J6
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	С ледяным пакетом