


Поликлональное Антитело Против Kcnh2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - Q12809

Артикул: CM0027999



введение

Кролиچه поликлональное антитело против человеческого KCNH2 (HERG, Kv11.1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ИФА с перекрестной реактивностью к мыши. Идеально для исследований сердечных и неврологических каналов. SWISS: Q12809.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNH2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ERG1; HERG; LQT2; SQT1; ERG-1; H-ERG; HERG1; Kv11.1; KCNH2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3757
ID гена	3757
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 850-950 человеческого KCNH2 (NP_000229.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q12809
Молекулярная масса белка	127 кДа
Доставка	В пакете со льдом