

Кроличье Поликлональное Антитело Против Kcnj12 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14500

Артикул: CM0016534

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому KCNJ12 (Kir2.2), АТФ-чувствительному калиевому каналу внутреннего выпрямления. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения потенциала покоя и возбудимости нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNJ12 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IRK2; hIRK; IRK-2; hIRK1; KCNJN1; Kir2.2; kcnj12x; hkir2.2x; KCNJ12
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3768
GeneID	3768
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 354-433 человеческого KCNJ12 (NP_066292.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q14500
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом