

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Kcnj6 Для Wb И Elisa - P48051

Артикул: CM0029276

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на внутренне выпрямляющий калиевый канал KCNJ6/GIRK2 человека. Валидирована для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестно реагирует с образцами человека и мыши. Подходит для исследований секреции инсулина и ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNJ6 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	BIR1; GIRK2; KATP2; KCNJ7; KPLBS; GIRK-2; KATP-2; KIR3.2; hiGIRK2; KCNJ6
Вид	Человек
ID гена (человек)	3763
ID гена	3763
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-80 человеческого KCNJ6 (NP_002231.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P48051
Молекулярная масса белка	48кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом