


Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Kdm1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - O60341

Артикул: CM0015589



введение

CamelBio предлагает высококачественные кроличьи поликлональные антитела Anti-KDM1 (O60341) для Вестерн-блоттинга, Иммунопреципитации, ELISA, с широкой реактивностью к человеческим, мышиным и крысиным белкам. Идеально подходят для исследований эпигенетической регуляции, рака и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KDM1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23028
ID гена	23028
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 365-515 человеческого белка KDM1 (NP_055828.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммунопреципитация, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60341
Молекулярная масса белка	93 кДа
Доставка	В термосумке со льдом