


## Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Kdm1A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60341

Артикул: CM0022749



### введение

Кроличье поликлональное антитело к KDM1A, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Специфично к лизин-специфичной гистоновой деметилазе 1A человека, мыши и крысы. Незаменимый инструмент для исследований эпигенетической регуляции и экспрессии генов. - O60341

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | KDM1A Rabbit pAb                                                                                                                                          |
| Примечания/синонимы       | AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110; KDM1A                                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                   |
| GeneID (человек)          | 23028                                                                                                                                                     |
| GeneID                    | 23028                                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130-380 человеческого KDM1A (NP_055828.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                    |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                   |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                  |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                                      |
| SWISS                     | O60341                                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 93 кДа                                                                                                                                                    |
| Транспортировка           | Пакет со льдом                                                                                                                                            |