

Поликлональное Антитело Против Kdm2B (Валидировано Kd) Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q8Nhm5

Артикул: CM0025014



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого KDM2B (Лизин-специфическая деметилаза 2B), валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для исследований в области хроматиновой биологии и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] KDM2B Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CXXC2; Fbl10; PCCX2; FBXL10; JHDM1B
Вид	Человек
ID гена	84678 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок (aa 1059-1336 человеческого KDM2B)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NHM5
Молекулярная масса белка	153 кДа
Доставка	В пакете со льдом