

Кроличье Моноклональное Антитело Против Kdm4A Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Ифа - O75164

Артикул: CM0006727



введение

Кроличье моноклональное антитело KDM4A, валидированное для Вестерн-блоттинга, Иммунопреципитации, ИФА на человеке, мыши, крысе. Нацелено на гистоновую деметилазу JMJD2A, ключевой эпигенетический регулятор. Подходит для разработки IVD-анализов, исследований хроматиновой биологии. Молекулярная масса белка 121 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KDM4A Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	JMJD2; JHDM3A; JMJD2A; TDRD14A; KDM4A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9682
ID гена	9682
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 382-459 человеческого KDM4A (NP_055478.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммунопреципитация, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75164
Молекулярная масса белка	121 кДа
Доставка	В термосумке со льдом