


Поликлональные Антитела Против Khdrbs3 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - O75525

Артикул: CM0029446



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого KHDRBS3, валидированы для применения в ВБ, ИФ/ИКК и ИФА, обладают перекрестной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходят для исследований регуляции альтернативного сплайсинга и функций РНК-связывающих белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KHDRBS3 кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	Etle; SALP; SLM2; SLM-2; TSTAR; T-STAR; etoile; KHDRBS3
Вид	Человек
ИД гена	10656
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 177-346 человеческого KHDRBS3 (NP_006549.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75525
Молекулярная масса белка	39кДа
Доставка	Хладоэлемент