

Поликлональные Антитела Против Kif1C Для Wb, Elisa - O43896

Артикул: CM0023759



введение

KIF1C Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ELISA, предназначенное для детекции KIF1C человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ретроградного транспорта из Гольджи в ЭПР и функции микротрубочковых моторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIF1C Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	SAX2; LTXS1; SATX2; SPAX2; SPG58; KIF1C
Вид	Человек
ID гена (человек)	10749
ID гена	10749
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 810–960 KIF1C человека (NP_006603.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43896
Молекулярная масса белка	123 кДа
Доставка	Холодовой пакет