

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Kifar3 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q92845

Артикул: CM0027228

введение

Поликлональные кроличьи антитела против KIFAP3, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммунопреципитации и ИФА. Реагируют с KIFAP3 человека, мыши и крысы, который участвует в движении хромосом. Идеально подходят для исследования клеточного цикла и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIFAP3 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Синонимы	FLA3; KAP3; SMAP; KAP-1; KAP-3; Smg-GDS; dj190116.1; KIFAP3
Вид	Человек
ID гена (человек)	22920
ID гена	22920
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого KIFAP3 (NP_055785.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92845
Молекулярная масса белка	91 кДа
Доставка	С хладагентом