

Антитело Кролика Моноклональное Против Kifc1 Для Wb, Ihc, If, Elisa - Q9Bw19

Артикул: CM0003410



введение

CamelBio поставляет моноклональное антитело кролика против KIFC1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает человеческий и мышиный KIFC1. Необходимо для исследований деления клеток и моторных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIFC1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HSET; KNSL2; KIFC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3833
ID гена	3833
Иммуноген	Синтетический пептид в пределах аминокислот 1-100 человеческого KIFC1 (Q9BW19)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BW19
Молекулярный вес белка	74кДа
Доставка	Сумка со льдом