

Кроличья Моноклональная Антитела Против Легкой Цепи Кинезина 1 (Klc1) Для Вб, Ифа - Q07866

Артикул: CM0002446



введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на легкую цепь кинезина 1 (KLC1), для вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека и крысы. Идеально подходит для исследований транспорта органелл и микротрубочных моторных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Легкая цепь кинезина 1 (KLC1), кроличья моноклональная антитело
Примечания/алиасы	KLC; KNS2; KNS2A; Легкая цепь кинезина 1 (KLC1)
Вид	Человек
GeneID (человек)	3831
GeneID	3831
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 450-550 легкой цепи кинезина 1 человека (KLC1) (Q07866)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q07866
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	Хладоэлемент