

Поликлональное Антитело Кролика Против Klc2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H0B6

Артикул: CM0022455



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий KLC2 (кинезин легкая цепь 2), перекрестно реагирующее с мышинным и крысиным белком. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, идеально для исследований микротрубочкового транспорта органелл и позиционирования лизосом при нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLC2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	KLC2; SPOAN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64837
ID гена	64837
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-90 человеческого KLC2 (NP_073733.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H0B6
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом