

Поликлональное Антитело Кролика Против Klf12 Для Wb, IHC-P, Elisa - Q9Y4X4

Артикул: CM0023478

введение

KLF12 кроличье поликлональное антитело, валидированное для WB, IHC-P и ELISA; распознает KLF12 (AP2REP) человека, мыши и крысы. Подходит для изучения транскрипционной репрессии и регуляции гена AP-2-альфа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLF12 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	AP2REP; AP-2rep; HSPC122; KLF12
Вид	Человек
ID гена	11278
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-310 человеческого KLF12 (NP_009180.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y4X4
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом