

Поликлональное Антитело Против Klk11 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Ubx7

Артикул: CM0026886

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий KLK11 (калликреин-11, гиппостазин). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА; перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Подходит для исследований протеаз и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLK11 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TLSP; PRSS20; KLK11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11012
GeneID	11012
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UBX7
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом