

Поликлональное Антитело Против Klk6 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа - Q92876

Артикул: CM0016327



введение

Кроличье поликлональное антитело к KLK6, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Определяет человеческий калликреин-6, сериновую протеазу, участвующую в нейродегенерации и метастазировании рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к KLK6
Примечания/Альтернативные названия	hK6; Bssp; Kik7; SP59; PRSS9; PRSS18; KLK6
Вид	Человек
ID гена	5653
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100 до С-конца человеческого KLK6 (NP_002765.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92876
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом