

Поликлональные Антитела Anti-Klrb1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q12918

Артикул: CM0024705



введение

Кроличьи поликлональные антитела к KLRB1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают человеческий, мышинный и крысиный CD161/NKR-P1A — ингибирующий рецептор естественных киллеров, участвующий в цитотоксичности и иммунной регуляции. SWISS: Q12918.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLRB1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3820
ID гена	3820
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 73-140 человеческого KLRB1 (NP_002249.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12918
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодовой пакет