

Поликлональное Антитело Anti-Klrd1 Для Wb И Elisa — Q13241

Артикул: CM0022647



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого KLRD1 (CD94), подходящее для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью к антигенам человека и мыши. Идеально подходит для изучения биологии рецепторов NK-клеток и механизмов иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLRD1 Rabbit pAb
Примечания/псевдоним	CD94; KLRD1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3824
Идентификатор гена	3824
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-179 человеческого KLRD1 (NP_002253.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q13241
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом