


Поликлональные Антитела К Klrk1 Для Wb, Elisa - P26718

Артикул: CM0028341



введение

Кроличы поликлональные антитела к белку KLRK1/NKG2-D человека (SWISS: P26718), валидированные для методов WB и ELISA. Распознают NKG2-D в образцах человека и мыши, идеально подходят для исследований иммунного надзора и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLRK1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D1252489E; KLRK1
Вид	Человек
ID гена (человек)	22914
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 77-216 KLRK1 человека (NP_031386.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P26718
Молекулярная масса белка	25 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом